

**PORTAOBJETOS DE MICROSCOPIO, ESMERILADO EN UN EXTREMO EN AMBOS LADOS
BELL-PORTOBJETO07**



Modelo: Bell-PortObjeto07

SKU: B-01-21-13-000103 | **Categorías:** [Portaobjetos De Microscopio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Portaobjetos de microscopio, esmerilado en un extremo en ambos lados

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	Modelo	Dimensión	Descripción
B-01-21-13-000103	Bell-PortObjeto07	76x26 mm	Porta objeto con franja esmerilado un extremo y en 2 caras 50 laminas X Cj 76x26mm
	Bell-PortObjeto05	76x26 mm	Porta objeto con franja esmerilada un extremo en 1 cara 50 laminas X Cj 76x26mm
	Bell-PortObjeto01	76x26 mm	Porta objeto borde pulido 50 laminas X Cj 76x26mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tipo - Microscopio

[Portaobjeto](#)

COTECNO