

PRENSA DE LABORATORIO CON CALEFACCIÓN HIDRÁULICA MANUAL MODELO 3690 Y 3693



(Modelos 3690 y 3693) Prensa de laboratorio hidráulica manual de cuatro columnas de 7.5 y 25 toneladas con planchas térmicas digitales. Placas calentadas eléctricamente de 15 "x 15" para temperaturas de hasta 650 ° F (343 C a pedido), con un controlador digital por placa. Medidor analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas. (imagen mostrada con medidor analógico) La calibración de fuerza (p / n 1525.00001) por instrumentos trazables a NIST está disponible para nuevos equipos y nuevos medidores. Calibración de temperatura (p / n 1525.00003) también disponible para nuevos equipos

Especificaciones de los modelos de sobremesa calefactados manualmente 7.5-15H y 25-15H (3690 y 3693)

- *Operado manualmente
- *Fuerza de cierre 7.5 y 25 toneladas
- *Luz diurna de 4 "
- *Carrera de 5-1 / 8 "y 6-1 / 2"
- *Cuatro (4) columnas
- *Paquete de platina calentado, que incluye:
 - *Dos (2) planchas de acero calentadas eléctricamente de 15 "x 15"
 - *3000 vatios por platina
 - *Rango de temperatura hasta 650 grados F
 - *Un (1) controlador de temperatura digital por placa
- *Medidores de presión analógicos de 0-15,000 y 0-50,000 lb (también disponible medidor digital)
- *230/1 tensión de alimentación FLA 22
- *Escudo de seguridad gris claro
- *Marco gris oscuro
- *Desconexión eléctrica (sin fusible)

Opciones Disponibles:

- *Enfriamiento manual incluyendo mangueras (catálogo # 3856.4021 o 3693.4021)
- *Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreado a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
- *Calibración de temperatura por instrumentos trazables a NIST (parte # 1525.00003) [por controlador digital]

- *Soporte de piso 30 "LR x 23.5" FB x 23.5 "H Wt 150 # (catálogo # 223160C)
 - *Kit múltiple para mangueras de enfriamiento (parte # 5605)
 - *Kit de reparación de la unidad hidráulica para prensa de 7.5 ton (3690) (catálogo # 3729)
 - *Kit de reparación de la unidad hidráulica para prensa de 25 toneladas (3693) (catálogo # 3730)
 - *Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
 - *Colector de dos calibres (catálogo # 2096CE)
 - *Indicador digital (catálogo # 6306.BN12 10 lb) para prensas de 15 toneladas y (6306.BN32 10 lb) para prensas de 25 toneladas
 - *Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
 - *Montaje en vástago solo para prensas manuales
 - *Batería cargada
 - *Las lecturas se generan en incrementos de 10 libras en un indicador de 15,000 (3690) o 50,000 (3693) libras
 - *Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 15,000 o 50,000 lbs. fuerza
- [/vc_column_text][vc_table][14px]Numero%20de%20catálogo,[14px]Max.%0AFuerza%20de%20sujeci%C3%B3n%20%2C%20toneladas%20(lb,[14px]Tama%C3%B1o%20de%20platina%20(in],[14px]Golpe%20de%20carnero%20(en],[14px]Apertura%20de%20luz%20diurna%0A(en],[14px]Tama%C3%B1o%20total%0AW%20x%20D%20(adentro,[14px]Altura,[14px]Peso%20(lb)[14px]690.4100000,[14px]7.5%20(15%2C000),[14px]15%20x%2015,[14px]%205-1%20%2F%208,[14px]%204%204,[14px]%2032%20x%2028,[14px]%2030,[14px]%20900|[14px]3693.4020000,[14px]25%20(50%2C000),[14px]15%20x%2015,[14px]%206-1%20%2F%202,[14px]%204%204,[14px]%2032%20x%2028,[14px]%2035,[14px]%201%2C200[/vc_table][vc_column][vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Prensas manuales sin calefacción](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO