

## PRENSA DE SOBRECALENTAMIENTO MANUAL MODELO 12-12H (4122) DE BANCO



(Modelo 12-12H) Prensa de laboratorio hidráulica manual de cuatro columnas y doce toneladas con planchas térmicas digitales. La platina móvil completamente guiada asegura el paralelismo sobre una superficie de 12 "x 12". Apertura de luz diurna ajustable a 10 ". Indicador analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas. Placas calentadas eléctricamente para temperaturas de hasta 650 grados F (343 C a pedido) con un controlador digital por placa. (Imagen se muestra con indicador digital)

### **Especificaciones de la prensa de sobrecalentamiento manual modelo 12-12H (4122) de banco:**

- \*Operado manualmente
- \*Fuerza de cierre 12 toneladas
- \*Apertura de luz diurna 0 "- 10" (configurada de fábrica en 4-1 / 2 ")
- \*Carrera 5-1 / 8 "
- \*Cuatro (4) columnas totalmente roscadas
- \*Paquete de platina calentado, que incluye:
  - \*Dos (2) planchas de acero calentadas eléctricamente de 12 "x 12"
  - \*2600 vatios por platina
  - \*Rango de temperatura hasta 650 grados F
  - \*Un (1) controlador de temperatura digital por placa
- \*Manómetro analógico de 0-24,000 lb, lectura en incrementos de 200 lb (también disponible medidor digital)
- \*230/1 tensión de alimentación FLA 22
- \*Escudo de seguridad gris claro

- \*Marco gris oscuro
- \*Desconexión eléctrica (sin fusible)
- \*Dimensiones: 29 "LR x 27" FB x 44 "H (sin embalaje)
- \*Peso: 770 libras (sin embalaje)

#### Opciones Disponibles:

- \*Refrigeración manual incluyendo mangueras (catálogo # 4389.4021)
- \*Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreado a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
- \*Calibración de temperatura por instrumentos trazables a NIST (parte # 1525.00003) [por controlador digital]
- \*Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)
- \*Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)
- \*Kit múltiple para mangueras de enfriamiento (parte # 5604)
- \*Kit de reparación de unidad hidráulica de 12 toneladas (catálogo # 3729)
- \*Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
- \*Colector de dos calibres (catálogo # 2096CE)
- \*Elección de calibre adicional para colector de dos calibres (cada uno)
- \*0-500 lb. calibre, 250 Kg, incrementos de 5 lb (catálogo # 381042)
- \*0 - 1,000 lb calibre, 450 Kg, incrementos de 10 lb (catálogo # 381001)
- \*0 - 2,000 Lb. calibre, 900 Kg, incrementos de 20 lb (catálogo # 381002)
- \*0 - 5,000 lb calibre, 2250 Kg, incrementos de 50 lb (catálogo # 381003)
- \*0 - 10,000 libras calibre, 4500 Kg, incrementos de 100 lb (catálogo # 381004)
- \*Indicador digital (n. ° de catálogo 6306.BN33 100 lb o 6306.BN32 10 lb)
- \*Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
- \*Montaje en vástago solo para prensas manuales
- \*Batería cargada
- \*Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un indicador de 24,000 libras
- \*Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 24,000 lbs. fuerza

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Prensas manuales sin calefacción](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO