

PRENSA DE SOBREMESA CALEFACTADA MANUAL MODELO CH (4386)



[vc_row][vc_column][vc_column_text](Modelo CH) Prensa de laboratorio hidráulica manual de dos columnas de doce toneladas con planchas digitales calentadas. Apertura de luz diurna ajustable a 15 ". Indicador analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas. Placas calentadas eléctricamente para temperaturas de hasta 650 grados F (343 C a pedido) con controlador digital por placa. con medidor analógico)

Especificaciones de la prensa de sobremesa calefactada manual modelo CH (4386):

- *Operado manualmente
- *Fuerza de cierre 12 toneladas
- *Apertura de luz diurna 0 " - 15" (configurada de fábrica en 5 ")
- *Carrera 5-1 / 8 "
- *Dos (2) columnas totalmente roscadas
- *Paquete de platina calentado, que incluye:
 - *Dos (2) planchas de acero calentadas eléctricamente de 6 "x 6"
 - *700 vatios por platina
- *Rango de temperatura hasta 650 grados F

- *Un (1) controlador de temperatura digital por placa
- *Manómetro analógico de 0-24,000 lb, lectura en incrementos de 200 lb (también disponible medidor digital)
- *Tensión de alimentación 115/1 FLA 12.18 (opción de 230 V bajo pedido; modelo 4386.4010)
- *Escudo de seguridad gris claro
- *Marco gris oscuro
- *Desconexión eléctrica (sin fusible)
- *Dimensiones: 22 "LR x 16" FB x 39 "H (sin embalaje)
- *Peso: 300 libras (sin embalaje)

Opciones Disponibles:

- *Refrigeración manual incluyendo mangueras (catálogo # 4386.1011 [115V] o 4386.4011 [230V])
- *Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreable a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
- *Calibración de temperatura por instrumentos trazables a NIST (parte # 1525.00003) [por controlador digital]
- *Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)
- *Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)
- *Kit de colector de enfriamiento para área de trabajo de 6 "x 6" (parte # 5601)
- *Kit de reparación de unidad hidráulica de 12 toneladas (catálogo # 3729)
- *Colector de dos calibres (catálogo # 2096CE)
- *Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
- *Elección de calibre adicional para colector de dos calibres (cada uno)
- *0-500 lb. calibre, 250 Kg, incrementos de 5 lb (catálogo # 381042)
- *0 - 1,000 lb calibre, 450 Kg, incrementos de 10 lb (catálogo # 381001)
- *0 - 2,000 Lb. calibre, 900 Kg, incrementos de 20 lb (catálogo # 381002)
- *0 - 5,000 lb calibre, 2250 Kg, incrementos de 50 lb (catálogo # 381003)
- *0 - 10,000 libras calibre, 4500 Kg, incrementos de 100 lb (catálogo # 381004)
- *Indicador digital (catálogo # 6306.BN23 100 lb o 6306.BN22 10 lb)
- *Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
- *Montaje en vástago solo para prensas manuales
- *Batería cargada
- *Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un indicador de 24,000 libras
- *Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 24,000 lbs. fuerza[/vc_column_text]/[/vc_column]/[/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Prensas manuales sin calefacción](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO