

## PRENSA MANUAL DE LABORATORIO MODELO 3850 DE SOBREMESA



[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text](Modelo Mini C) Prensa hidráulica manual de dos columnas de doce toneladas con platos cuadrados de 6 "x 6". Compacto y portátil, que requiere menos espacio de banco que nuestro Modelo C. Esta prensa es ideal para aplicaciones de espacio de banco o guantera constreñidos, así como para trabajos de campo. Cuenta con luz diurna ajustable, construcción de acero para una precisión rígida e incluye protección de seguridad para la protección del operador. Indicador analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas. (imagen mostrada con medidor analógico)

### **Especificaciones de la prensa modelo Bench Top sin calentar manualmente Mini C 3850:**

- \*Operado manualmente
- \*Fuerza de cierre 12 toneladas
- \*Apertura de luz diurna 0.75 "- 7" (configurada de fábrica a 6 ")
- \*Carrera 5-1 / 8 "
- \*Dos (2) columnas totalmente roscadas
- \*Área de trabajo de 6 "x 6"
- \*Manómetro analógico de 0-24,000 lb (también disponible medidor digital)

- \*Escudo de seguridad gris claro
- \*Marco gris oscuro
- \*Dimensiones: 12 "LR x 16" FB x 25 "H (sin embalaje)
- \*Peso: 125 libras (sin embalar)

#### **Opciones Disponibles:**

- \*Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreado a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
- \*Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)
- \*Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)
- \*\*Placa intermedia KBr con ranuras de centrado, recomendada para usar con matrices (catálogo # 5021)
- Conjunto de dos (2) placas de acero endurecido de 6 "x 6" (catálogo # 5023) (recomendado si presiona una superficie lisa y sólida)
- \*Kit de reparación de unidad hidráulica de 12 toneladas (catálogo # 3729)
- \*Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
- \*Colector de dos calibres (catálogo # 2096-1CE para Mini C)
- \*Elección de calibre adicional para colector de dos calibres (cada uno)
  - 0-500 lb. calibre, 250 Kg, incrementos de 5 lb (catálogo # 381042)
  - 0 - 1,000 lb calibre, 450 Kg, incrementos de 10 lb (catálogo # 381001)
  - 0 - 2,000 Lb. calibre, 900 Kg, incrementos de 20 lb (catálogo # 381002)
  - 0 - 5,000 lb calibre, 2250 Kg, incrementos de 50 lb (catálogo # 381003)
  - 0 - 10,000 libras calibre, 4500 Kg, incrementos de 100 lb (catálogo # 381004)
- \*Indicador digital (catálogo # 6306.BN23 100 lb o 6306.BN22 10 lb)
- \*Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
- \*Montaje en vástago solo para prensas manuales
- \*Batería cargada
- \*Capacidad de retención de boquilla
- \*Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un indicador de 24,000 libras
- \*Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 24,000 lbs. fuerza[/vc\_column\_text][[/vc\_column]][[/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Prensas estándar sin calefacción](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO