

## PRENSA MANUAL DE LABORATORIO MODELO 3851 DE SOBREMESA



[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text](Modelo C) Prensa hidráulica de laboratorio de dos columnas, manual, de doce toneladas. Similar a un Mini C, sin embargo, con una luz diurna mucho más grande que se abre hasta 18 "y una construcción más pesada. Indicador analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas (imagen mostrada con indicador analógico).

### **Especificaciones de la prensa de sobremesa sin calefacción manual modelo C 3851:**

\*Operado manualmente

\*Fuerza de cierre 12 toneladas

- \*Apertura de luz diurna 0.75 "- 18" (configurada de fábrica en 4-1 / 2 ")
- \*Carrera 5-1 / 8 "
- \*Dos (2) columnas totalmente roscadas
- \*Área de trabajo de 6 "x 6"
- \*Manómetro analógico de 0-24,000 lb, lectura en incrementos de 200 lb (también disponible medidor digital)
- \*Escudo de seguridad gris claro
- \*Marco gris oscuro
- \*Dimensiones: 15 "LR x 16" FB x 39 "H (sin embalaje)
- \*Peso: 200 libras (sin embalaje)

#### **Opciones Disponibles:**

- \*Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreado a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
- \*Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)
- \*Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)
- \*Placa intermedia KBr con ranuras de centrado, recomendada para usar con matrices (catálogo # 5021)
- \*Conjunto de dos (2) placas de acero endurecido de 6 "x 6" (catálogo # 5023) (recomendado si presiona una superficie lisa y sólida)
- \*Kit de reparación de unidad hidráulica de 12 toneladas (catálogo # 3729)
- \*Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
- \*Colector de dos calibres (catálogo # 2096CE)
- \*Elección de calibre adicional para colector de dos calibres (cada uno)
- \*0-500 lb. calibre, 250 Kg, incrementos de 5 lb (catálogo # 381042)
- \*0 - 1,000 lb calibre, 450 Kg, incrementos de 10 lb (catálogo # 381001)
- \*0 - 2,000 Lb. calibre, 900 Kg, incrementos de 20 lb (catálogo # 381002)
- \*0 - 5,000 lb calibre, 2250 Kg, incrementos de 50 lb (catálogo # 381003)
- \*0 - 10,000 libras calibre, 4500 Kg, incrementos de 100 lb (catálogo # 381004)
- \*Indicador digital (catálogo # 6306.BN23 100 lb o 6306.BN22 10 lb)
- \*Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
- \*Montaje en vástago solo para prensas manuales
- \*Batería cargada
- \*Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un indicador de 24,000 libras
- \*Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 24,000 lbs. fuerza[/vc\_column\_text][[/vc\_column][[/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Prensas estándar sin calefacción](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO