

## PRENSA MANUAL DE LABORATORIO MODELO 3969 DE SOBREMESA



[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text](Modelo 12-12) Doce toneladas, manual, prensa hidráulica de cuatro columnas. La platina móvil completamente guiada asegura el paralelismo sobre una superficie de 12 "x 12". La apertura a la luz del día es ajustable hasta 15 ". Indicador analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas (imagen mostrada con indicador analógico)

### **Especificaciones de la prensa de sobremesa sin calefacción manual modelo 3969:**

- \*Operado manualmente
- \*Fuerza de cierre 12 toneladas
- \*Apertura de luz diurna 1 " - 15" (configurada de fábrica en 4-1 / 2 ")
- \*Carrera 5-1 / 8 "
- \*Cuatro (4) columnas totalmente roscadas
- \*Área de trabajo de 12 "x 12"
- \*Manómetro analógico de 0-24,000 lb, lectura en incrementos de 200 lb (también disponible medidor digital)
- \*Escudo de seguridad gris claro

- \*Marco gris oscuro
- \*Dimensiones: 21 "LR x 28" FB x 44 "H (sin embalaje)
- \*Peso: 560 libras (sin embalaje)

**Opciones Disponibles:**

- \*Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreado a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
- \*Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)
- \*Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)
- \*Conjunto de dos (2) placas de acero endurecido de 12 "x 12" (catálogo # 5151) (recomendado si presiona una superficie sólida y lisa)
- \*Kit de reparación de unidad hidráulica de 12 toneladas (catálogo # 3729)
- \*Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
- \*Colector de dos calibres (catálogo # 2096CE)
- \*Certificado de calibración utilizando equipos trazables a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
- \*Elección de calibre adicional para colector de dos calibres (cada uno)
- \*0-500 lb. calibre, 250 Kg, incrementos de 5 lb (catálogo # 381042)
- \*0 - 1,000 lb calibre, 450 Kg, incrementos de 10 lb (catálogo # 381001)
- \*0 - 2,000 Lb. calibre, 900 Kg, incrementos de 20 lb (catálogo # 381002)
- \*0 - 5,000 lb calibre, 2250 Kg, incrementos de 50 lb (catálogo # 381003)
- \*0 - 10,000 libras calibre, 4500 Kg, incrementos de 100 lb (catálogo # 381004)
- \*Indicador digital (catálogo # 6306.BN23 100 lb o 6306.BN22 10 lb)
- \*Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
- \*Montaje en vástago solo para prensas manuales
- \*Batería cargada
- \*Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un indicador de 24,000 libras
- \*Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 24,000 lbs. fuerza[/vc\_column\_text][[/vc\_column][[/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Prensas estándar sin calefacción](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO