

PRENSAS DE MOLDEO POR COMPRESIÓN NEUMÁTICA SERIE PNP



PNP SERIES

Para laboratorio y producción, disponible en capacidades de 0.5, 2 y 5 toneladas

Wabash / Carver se ha convertido en un proveedor internacional líder de prensas de laboratorio y producción neumáticas e hidráulicas estándar y personalizadas para aplicaciones aeroespaciales, médicas, recreativas, automotrices, energéticas, educativas, ASTM y de caucho y plásticos, laboratorio de I + D y otras aplicaciones. Wabash / Carver también tiene un laboratorio de pruebas dedicado para pruebas y desarrollo de aplicaciones para determinar las especificaciones de la prensa.

Características estándar:

- *Diseño de mesa
- *Construcción de prensa de 4 postes
- *Sellos de baja fricción en el cilindro
- *Marco rígido diseñado por FEA para una vida infinita
- *Pintura gris lisa
- *Cilindro neumático NFPA
- *Casquillos lineales a bolas con varillas endurecidas
- *Temperatura máxima de 500 ° F
- *Presión de diseño = 90 PSIG
- *Filtración de aire estándar de 5 micropartículas
- *Regulador de precisión con indicador analógico.

*Protección conforme a OSHA y ANSI B11.19-2010

SKU: N / A | **Categorías:** [Prensas neumáticas serie PNP](#) |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO