

PROBADOR DE ADHESIÓN - POSITEST AT VERIFIER



SKU: ATVerifier | **Categorías:** [Ensayos no destructivos](#), [Probador de Adhesión](#), [Propiedades de metales y cerámica de carbono](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El kit PosiTest AT Verifier es ideal para verificar la precisión y el funcionamiento de probadores de adherencia y es un componente importante en el cumplimiento de ISO y de control de calidad.

Características principales:

- El kit está listo para usar con todos los comprobadores de adhesión de extracción PosiTest.
- Toda la configuración la información ha sido preestablecida por DeFelsko.
- No se requiere ninguna configuración adicional o recomendado Si la configuración del Indicador inteligente del sensor (SSI) es erróneamente alterado, ver Reconfiguración del dispositivo SSI.

El kit incluye:

- Dispositivo indicador de sensor inteligente (SSI)
- Celda de carga con accesorio de carga de acero de 20 mm (dolly)
- Baterías recargables de ion de litio incorporadas
- Adaptador / cargador universal de CA
- Manuales de instrucciones (2)
- Certificados de calibración (2)
- Ejemplo de certificado de precisión
- Hoja de cálculo de incertidumbre de medición
- Estuche de transporte duro
- Rango: 0 - 5,000 psi
- Resolución: 1 psi
- Precisión:
 ± 6.33 psi
(+ 0.044 MPa)
- Dimensiones de la caja: 31 x 23 x 10 cm (12.3 "x 8.8" x 3.9 ")
- Peso de la caja: 3,44 kg (7,6 lbs.)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO