

PROBADOR DE ALGODÓN DE LA BOLSA DEL ASIENTO - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Está diseñado para probar la estructura de resorte del sofá y el paquete de resortes. El hardware de prueba y el borrado de configuración, pueden cumplir con los tres tipos de requisitos previos de la prueba que son: prueba robusta, las condiciones de peso indicadas por la configuración previa para la prueba de compresión recirculada, y también el tiempo puede preajustarse, ya que no hay una parada programada predefinida para contar automáticamente, en el medidor de peso de los resortes, leer los horarios que se muestran en la pantalla para el rango.

Características:

- El probador de algodón de la bolsa del asiento se utiliza para probar el colchón y la estructura de resorte del cojín del sofá y los muebles.
- Esto es bien conocido por su durabilidad y resistencia.
- De acuerdo con las condiciones de peso preestablecidas, se vuelve a apretar, y el tiempo de prueba se puede preestablecer o programar para detener.
- Esta máquina está diseñada para la estructura de resortes del sofá y el equipo de prueba de conjunto de resortes y el paño de configuración que puede cumplir los tres tipos de requisitos previos de prueba que se acompañan
- Proceso de trabajo a presión y reconocimiento de peso.
- De acuerdo con las agendas preestablecidas bajo peso, deja de configurar. En la primavera, el medidor de -peso revisa los horarios, se muestra en la pantalla para el rango.
- El peso particular de la placa de identificación de la suma de presión del resorte bajo peso se detiene después del peso establecido, la pantalla de visualización de la longitud de las agendas de presión del peso.

Especificaciones:



COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO