

PROBADOR DE CELDA DE CARGA BELLZ-OX-RR



Información del producto:

- El LC II es un instrumento portátil, multifunción y de precisión para la prueba y calibración del sistema de celdas de carga de las galgas extensiométricas.
- Este modelo ahora incluye el potente procesador ARM, una función de visualización (ideal para escalas portátiles o lecturas de campo), una tarjeta SD para el registro de datos, un puerto USB para la conexión a una computadora para certificados u hojas de cálculo y una batería de iones de litio de mayor duración. Se suministra completo con estuche, cargador y cables.

SKU: N / A | **Categorías:** [Electrónica](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO