

PROBADOR DE CLARIDAD DE INYECCIÓN Y DEL LÍQUIDO DE LA MEDICINA EMBOTELLADA



Prueba la claridad de la inyección y el líquido de la medicina embotellada.



Características:

1. Flash eliminado. La iluminación es ajustable.
2. Función de temporización y alarma automáticamente. Prueba continuamente
3. BellProClaA-1 es un lado para un operador. BellProClaA-12 son dos lados para dos operadores.
4. La lámpara fluorescente de tres colores primarios está controlada por un buen sensor de iluminación, inductor electrónico y sombreado.

Modelo	BellProClaA-1	BellProClaA-2
Lámpara	lámpara fluorescente de tres colores primarios	
Rango de iluminación (lux)	1000 ~ 4000LUX	
Rango de tiempo	1 ~ 99	
Fuente de alimentación	110 V / 220 V ± 10%, 50 Hz / 60 Hz	
Consumo	50W	
Tamaño del embalaje (mm)	430 * 320 * 200 mm	670 * 280 * 720 mm
Peso bruto (kg)	6.5	11

SKU: N / A | **Categorías:** [Equipamiento medico/clínico](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
 A small, rectangular, white and black laboratory instrument with a digital display and control buttons on the front panel.		BellProClaA-1 Tamaño del embalaje (mm): 430 * 320 * 200 mm	Any SKU / Modelo
 A larger, rectangular, white and black laboratory instrument, similar in design to the first one but with a larger front panel and display.		BellProClaA-2 Tamaño del embalaje (mm): 670 * 280 * 720 mm	Any SKU / Modelo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO