

PROBADOR DE COMPRESIÓN GBN200A PARA EMBALAJE DE BOLSAS

GBPI[®]



SKU: N / A | **Categorías:** [GBPI Instrumentos de prueba](#), [Probador de compresión](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

El probador de compresión se utiliza para probar la resistencia a la compresión de la bolsa de embalaje.

Probador de compresión GBN200A

GBPI®



I. Características

1. Totalmente funcional, configuración y prueba de múltiples parámetros.
2. Totalmente automático, puede establecer auto juicio, auto retorno y detener; Datos de proceso automático.
3. El sistema de operación incorporado puede probar independientemente sin computadora.
4. Pantalla LCD de datos de prueba.
5. Puede establecer una velocidad fija y medir la fuerza.
6. Puede establecer una presión fija y medir el desplazamiento.
7. Software profesional, interfaz simple, fácil de operar.
8. Mostrar múltiples curvas; Puede hacer zoom y mover curvas libremente.
9. Informe de prueba profesional, puede editar y exportar archivos en Excel, formato PDF, etc.
10. Calibración simple del sensor de fuerza.

II Especificaciones

| | |
|------------------------|--|
| Rango de prueba | 0 ~ 5000N opcional |
| Prueba de velocidad | 0 ~ 300 mm / min (velocidades infinitamente variables) |
| Prueba de distancia | 0-135mm |
| Área de trabajo válida | 500x400mm |
| Tamaño del instrumento | 550x460x725mm |
| Poder | 1000w |
| Fuente de alimentación | AC 220V, 50Hz |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO