

## PROBADOR DE ESPESOR DE TABLETA 700



SKU: 4903 | Categorías: [Pruebas de espesor de comprimidos](#) |

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

### **Probador de espesor de tableta 700**

Una unidad de bolsillo dedicada para un manejo sencillo con una sola mano. Basta con encender el dispositivo, poner a cero el medidor, seleccionar las unidades, insertar la muestra, soltar la mordaza y leer la medición en la clara pantalla LCD.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO