

PROBADOR DE ESTABILIDAD MARSHALL 30 KN



- Probador de estabilidad Marshall modelo de banco de dos columnas de 30 kN con motor eléctrico y husillo de bolas central que proporciona una velocidad de 50,8 mm / min. Medición de carga mediante sistema de presión hidráulica con manómetro Ø 250 mm e indicador de valor máximo. Se suministra con interruptores de límite de recorrido y sobrecarga, así como un molde de estabilidad Marshall, calibre y indicador de flujo con accesorio de sujeción.

SKU: 20-1650 | **Categorías:** [Probadores Marshall](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Datos eléctricos

3/N/PE, 400 V, 50 Hz, 0.3 kW

Dimensiones aproximadas

Estándares

ASTM D 1559 - AASHTO T 245

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO