

PROBADOR DE FLEXIÓN DE CALZADO ESTÁNDAR GB - MARCA BELLTRONIC



- Se utiliza para probar la función de flexión de la suela del zapato a temperatura ambiente, la teoría es arreglar la suela del zapato en la máquina y probar bajo un cierto ángulo y frecuencia para medir la longitud de la falla de la grieta o del pegamento, así como ver el cambio de los zapatos superiores.
- **Estándar:** GB / T 3903.

SKU: BELLH-PROFLE-ZCE1 | **Categorías:** [Equipo de prueba de zapatos](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO