

PROBADOR DE PH/ORP - TESTRODE



- El TesTrode de pH / ORP fue diseñado para combinar precisión y asequibilidad al mismo tiempo que proporciona todas las características y comodidades que esperaría de un comprobador de mano de alto rendimiento. Con solo 4 botones, una pantalla grande y una interfaz de usuario intuitiva, es fácil de usar para todos, desde estudiantes hasta técnicos de laboratorio.
- **Características:**
 - Completamente presentado, portátil de pH, ORP, probador de temperatura.
 - Simple y listo para usar.
 - Electrodo reemplazable estándar de 12 mm.
 - Pantalla retroiluminada grande y fácil de leer.
 - Calibración de 1,2 o 3 puntos.
 - Almacenar y recuperar datos con sello de fecha y hora.
 - Compensación automática de temperatura.
 - Opciones alternativas de electrodos y accesorios como un cable de extensión.

SKU: BellProTesPH-ORP | **Categorías:** [Accesorios](#), [Laboratorio / Campo](#), [Multiparámetro](#), [pH](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL