

PROBADOR DE RESISTENCIA AL RAYADO DE CUERO - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

El método de prueba identifica una cara lateral de la muestra como la superficie interna y la otra cara lateral como la superficie exterior y dobla esta superficie hacia adelante y hacia atrás, anote las veces que la muestra se ha roto; o establezca el tiempo de rotura, luego sáquelo y observe el grado de rotura.

Sujetando el espécimen en el accesorio, luego de flexionar hacia adelante y hacia atrás en 22.5 °, observe la superficie con una lupa, registre el grado de daño para juzgar la resistencia de la flexión.

Especificaciones:



SKU: BELLH-PRORES-RC05 | **Categorías:** [Equipo de prueba de zapatos](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO