

## PROBADOR DE RESISTENCIA DE CUERO - MARCA BELLTRONIC



### Descripción:

La máquina utilizada para probar el plegado para varias pieles y telas. Los materiales deben ser pellizcados tanto adentro como afuera, girarlos y voltearlos una y otra vez hasta cierto número, verificando el daño de los materiales probados, esta máquina aplicada para usar en ropa, zapatos, bolsas y otros materiales de cuero fino.

### Estándar:

BS-3144, JIB-K6545, DIN 53351, EN 344, EN ISO 5402, SATRA Tm55.

### Especificaciones:



**SKU:** BELLH-PRORES-AC01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de zapatos](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO