

## PROBADOR DE RESISTENCIA -H-4233



**SKU:** H-4233 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Límite Líquido](#), [Límites de Atterberg](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se usa para probar la resiliencia de la base de goma dura de las máquinas de límite líquido, que debe hacerse a intervalos de 90 días para garantizar que la base cumpla con la norma [ASTM D4318](#).

Imagen mostrada con bloque de calibre, no incluido.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO