

## PROBADOR DE TABLETA DE CUATRO USOS



- Cuatro funciones: prueba de dureza de la tableta, friabilidad / abrasión, desintegración y velocidad de disolución. Es un instrumento de prueba de drogas multiusos muy ideal.
- Autocontrol, autodetección, auto-diagnóstico y auto-alarma.
- Control automático de temperatura y precisión de control de alta temperatura.
- Control de tiempo automático y apagado automático
- Pantalla automática / autobloqueo / reinicio automático / prueba autocíclica
- Control automático de friabilidad y alta precisión de control para la velocidad de rotación del cilindro y el número de vueltas.
- Sensor de presión de alta precisión de dureza, pantalla digital del valor de dureza

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Analizador de coagulación](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Medición continua del valor de dureza de la tableta, alimentación manual de la tableta, control del motor y compresión automática
- La desintegración de dos vías funciona al mismo tiempo, apagado automático del tiempo
- Se adopta acero inoxidable SUS316 importado para cestas de rotación de disolución y varillas de paleta, etc.

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellProbTab4U-3
Rango de temperatura	(20~40)±0.3°C
Rango de velocidad	(20~200)±2rpm
Rango de tiempo automático	(1~900)±0.5min
Estaciones de disolución	3
Excentricidad radial de la paleta	±0.5mm
Excentricidad radial de la cesta	±1.0mm
Número de cestas	2
Frecuencia de ida y vuelta de la góndola	(30~32)veces/min
Góndola de ida y vuelta de la góndola	(55±2)mm
Tambor	1
Tamaño interno del tambor	Φ286*39mm
Altura de caída de la tableta	156mm
Velocidad de rotación	(25±1)veces/min
Número de vueltas del cilindro	(100±1)vueltas
Rango de dureza	(25~199)±1N
Rango de diámetro	(3~40)mm
Fuente de alimentación	110/220V±10%, 50/60HZ
Dimensiones(L*W*H)mm	520*380*470
Tamaño del paquete(L*W*H)mm	700*440*680
Peso bruto (Kg)	45

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO