



PROBADOR DE TEMPERATURA DE PLUMA MODELO PTT 1000



SKU: PTT 1000 | **Categorías:** [Pruebas de inhaladores](#) |

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROBADOR DE TEMPERATURA DE PLUMA MODELO PTT 1000

El probador de temperatura de pluma modelo PTT 1000 consta de un tubo de muestreo de polipropileno, que tiene las mismas dimensiones internas que la sección horizontal del puerto de inducción USP. El perfil de temperatura de la pluma se mide mediante 4 termopares alineados centralmente montados verticalmente a 25 mm, 50 mm, 75 mm y 100 mm de la entrada y conectados a un sistema de adquisición de datos bajo el control de un PC. Los termopares se retiran fácilmente para su limpieza y calibración.

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO