

PROBADOR MANUAL DE DUREZA DE TABLETAS



- Muy compacto, simple y fácil de operar.
- Económico
- Fácil de calibrar.
- Impresora térmica incorporada.

SKU: B-01-24-15-01-0500 | **Categorías:** [Maquinaria aliada de tableteado de I + D](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características sobresalientes

- Muy compacto, simple y fácil de operar.
- Económico
- Unidades de medida seleccionables como Kilopond (kp), Newton (N), Libra (lb o lbm), Strong Cobb (SC)
- Lectura de medida basada en microprocesador.
- Fácil de calibrar.
- Impresora térmica incorporada.
- Los datos estadísticos para los valores máximo, mínimo y medio se imprimen para la tableta probada al final de los documentos de prueba IQ / OQ

Especificación detallada para Probador manual de dureza de tabletas

Código Del Producto	B-01-24-15-01-0500
Modelo	BellProManDur-05
Rango de dureza	5 N hasta 500 N
Exactitud (N)	0,1 N
Resolución	0,1 N / 0,01 kp.
Tamaño de la tableta	Hasta 44 mm
Monitor	Pantalla LED de 4 dígitos, LED indicadores para seleccionar unidades
Poder	230 V CA ~ 50 Hz 2 A

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO