

PROBADORES DE RETENTIVIDAD DE CINTA A TEMPERATURA AMBIENTE - MARCA BELLTRONIC



Este equipo se utiliza para realizar una prueba de carga estática para determinar la adherencia de la cinta a fin de evaluar la propiedad de retención mediante la recodificación de la era de remanente o la separación de la cinta por debajo de la carga requerida y la temperatura ambiente. La gama ofrecida se fabrica utilizando material de calidad óptima con la ayuda de tecnología desarrollada y maquinaria moderna para satisfacer las necesidades del cliente.

La confirmación: ISO 9001: 2000; ISO 9001: 2008; QS-9000; ISO 14001: 2004; CE, SGS, SMC, CMC, CPA, CE, CMA, IMC

Parámetros especializados



SKU: BELLH-PRORET-CT88 | **Categorías:** [Equipo de prueba de cinta adhesiva](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO