


PROBETA CON SPOUT Y BASE HEXAGONAL



SKU: BellProPoliGrD-100-1 | **Categorías:** [Probeta de vidrio](#) | **Etiquetas:** [Material de vidrio/plastico](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (ml)
	B-01-21-02-000101		10
	B-01-21-02-000102		25
	B-01-21-02-000103		50
	B-01-21-02-000104		100
	B-01-21-02-000105		250

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (ml)
	B-01-21-02-000106		500
	B-01-21-02-000107		1000
	B-01-21-02-000108		2000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

 **Probeta con spout y base hexagonal**

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	Modelo	Capacidad
B-01-21-02-000101	BellProSpoHex-10	10ml
B-01-21-02-000102	BellProSpoHex-25	25ml
B-01-21-02-000103	BellProSpoHex-50	50ml
B-01-21-02-000104	BellProSpoHex-100	100ml
B-01-21-02-000105	BellProSpoHex-250	250ml
B-01-21-02-000106	BellProSpoHex-500	500ml
B-01-21-02-000107	BellProSpoHex-1000	1000ml
B-01-21-02-000108	BellProSpoHex-2000	2000ml

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO