


**PROBETA GRADUADA PARA VOLUMEN COMPRIMIDO FORTUNA 0-250 ML: 2,00 ML,
FORMA ALTA, BASE REDONDA**



SKU: PG-2 152 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [alta](#), [base](#), [comprimido](#), [forma](#), [FORTUNA](#), [graduada](#), [para](#), [Probeta](#), [redonda](#), [volumen](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROBETA GRADUADA PARA VOLUMEN COMPRIMIDO FORTUNA 0-250 ML: 2,00 ML, FORMA ALTA, BASE REDONDA

Descripción: Probeta graduada para volumen comprimido.

Nombre del producto: FORTUNA

Volumen y graduación: 0-250 ml: 2,00 ml.

Característica: forma alta, base redonda.

Color de graduación: graduación azul

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Tamaño: 250

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO