

PROBETAS GRADUADAS, FORTUNA 250 ML: 5,0 ML, BASE HEXAGONAL



SKU: PG-1 3205504 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [base](#), [FORTUNA](#), [graduadas](#), [hexagonal](#), [Probetas](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROBETAS GRADUADAS, FORTUNA 250 ML: 5,0 ML, BASE HEXAGONAL

Descripción: Cilindros graduados

Nombre del producto: FORTUNA

Volumen y graduación: 250 ml: 5,0 ml.

Característica: Base hexagonal.

Característica adicional: forma baja

Color de gradación: gradación ámbar

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Clases de precisión: Clase B

Tamaño: 250

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO