


PROBETAS GRADUADAS, VOLAC FORTUNA 250 ML: 2,0 ML, BASE HEXAGONAL, DEM



SKU: PG-US263_WAC_G_2 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [base](#), [DEM](#), [FORTUNA](#), [graduadas](#), [hexagonal](#), [Probetas](#), [VOLAC](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROBETAS GRADUADAS, VOLAC FORTUNA 250 ML: 2,0 ML, BASE HEXAGONAL, DE-M

Descripción: Cilindros graduados

Nombre del producto: VOLAC FORTUNA

Volumen y graduación: 250 ml: 2,0 ml.

Característica: Base hexagonal.

Característica adicional: forma alta

Color de gradación: gradación azul

certificado según a: DE-M

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Clases de precisión: USP Clase A

Certificado: con un certificado

Tamaño: 250

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO