


**PROBETAS GRADUADAS, VOLAC FORTUNA 500 ML: 5,0 ML, BASE HEXAGONAL, DEM**



**SKU:** PG-US263\_WAC\_H\_2 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [base](#), [DEM](#), [FORTUNA](#), [graduadas](#), [hexagonal](#), [Probetas](#), [VOLAC](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PROBETAS GRADUADAS, VOLAC FORTUNA 500 ML: 5,0 ML, BASE HEXAGONAL, DE-M

Descripción: Cilindros graduados

Nombre del producto: VOLAC FORTUNA

Volumen y graduación: 500 ml: 5,0 ml.

Característica: Base hexagonal.

Característica adicional: forma alta

Color de gradación: gradación azul

certificado según a: DE-M

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Clases de precisión: USP Clase A

Certificado: con un certificado

Tamaño: 500

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO