

PROBETAS MEZCLADORAS, VOLAC FORTUNA 2000 ML: 20,0 ML, BASE HEXAGONAL, DE-M



SKU: PG-1 4206304 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [base](#), [DEM](#), [FORTUNA](#), [hexagonal](#), [mezcladoras](#), [Probetas](#), [VOLAC](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROBETAS MEZCLADORAS, VOLAC FORTUNA 2000 ML: 20,0 ML, BASE HEXAGONAL, DE-M

Descripción: Cilindros mezcladores

Nombre del producto: VOLAC FORTUNA

Volumen y graduación: 2000 ml: 20,0 ml.

Característica: Base hexagonal.

Característica adicional: con tapón de polipropileno.

Color de gradación: gradación ámbar

certificado según a: DE-M

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Clases de precisión: Clase A

Tamaño: 2000 gramos.

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO