

**PROBETAS MEZCLADORAS, VOLAC FORTUNA 2000 ML: 20,0 ML, BASE HEXAGONAL, DE-M**



**SKU:** PG-R264\_WAC\_J\_S | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [base](#), [DEM](#), [FORTUNA](#), [hexagonal](#), [mezcladoras](#), [Probetas](#), [VOLAC](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PROBETAS MEZCLADORAS, VOLAC FORTUNA 2000 ML: 20,0 ML, BASE HEXAGONAL, DE-M

Descripción: Cilindros mezcladores

Nombre del producto: VOLAC FORTUNA

Volumen y graduación: 2000 ml: 20,0 ml.

Característica: Base hexagonal.

Característica adicional: con tapón de polipropileno.

Color de graduación: graduación azul

certificado según a: DE-M

Materiales: vidrio de borosilicato 3.3, PP.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Clases de precisión: Clase A

Certificado: con un certificado

Tamaño: 2000 gramos.

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO