

**PROBETAS MEZCLADORAS, VOLAC FORTUNA 250 ML: 2,0 ML, BASE HEXAGONAL, DE-M**



**SKU:** PG-1 4205504 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [base](#), [DEM](#), [FORTUNA](#), [hexagonal](#), [mezcladoras](#), [Probetas](#), [VOLAC](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **PROBETAS MEZCLADORAS, VOLAC FORTUNA 250 ML: 2,0 ML, BASE HEXAGONAL, DE-M**

Descripción: Cilindros mezcladores

Nombre del producto: VOLAC FORTUNA

Volumen y graduación: 250 ml: 2,0 ml.

Característica: Base hexagonal.

Característica adicional: con tapón de polipropileno.

Color de gradación: gradación ámbar

certificado según a: DE-M

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Clases de precisión: Clase A

Tamaño: 250

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Volumetric Glassware

COTECNO