

## PROCEQ ZHT 2093 DURÓMETRO DE BOLSILLO



- El Proceq ZHT 2093 Durómetro de bolsillo con guía de goma permite ensayos de manejo fácil. Las ruedas de guía de goma protegen superficies de ensayo blandas de arañazos y ayuda a aplicar la presión correcta en el panel de prueba.
- El Proceq ZHT 2093 Durómetro de bolsillo funciona excelentemente en combinación con el Proceq Crockmeter (frotímetro) o los durómetros Proceq Equotip.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Proceq](#) | **Etiquetas:** [Proceq](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### Descripción general

Ventajas	Manejo fácil Posicionamiento preciso Lectura fácil de fuerzas diferentes
----------	--



### Aplicaciones

- Para el uso en las industrias de pinturas, barnices, adhesivos y química
- Para cualquier tipo de materiales revestidos
- Evaluación de calidad



### Características

Mediciones	Punta de 0,5 mm [0,02"], 0,75 mm [0,03"], y 1,0 mm [0,04] disponible
Peso	73 g [0,16 lbs]
Características especiales	3 resortes de compresión Azul: fuerzas: de 0 a 10N (0 a 1 kg), resolución: 50 g [0,11lbs] Rojo: fuerzas: de 0 a 20N (0 a 2 kg), resolución: 100 g [0,22lbs]



### Normas

- DIN 55656
- DIN SPEC 91064
- Volkswagen TL 226



### Accesorios

- Punta de 1,0 mm [0,04"] (43010915)
- Punta de 0,5 mm [0,02"] (43010916)
- Proceq ZAA 2600.C Crockmeter (frotímetro) automático
- Proceq Equotip Durómetros portátiles
- adaptador para ensayos de resistencia a arañazos y daños (43010929)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO