



PROCTOR ESTÁNDAR COMPACTO. MOLDE 4 " -H-4141



SKU: H-4141 | **Categorías:** [Compactación](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Moldes de compactación](#) |

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molde de suelo utilizado donde se requiere una muestra compactada, como las pruebas estándar de densidad / humedad del proctor. El volumen del molde es 1/30 ft³. Tubo de acero laminado en frío, chapado para resistencia a la oxidación. Las dimensiones del molde son 4 "ID x 4.584" H con un collar separable de 2 " Incluye placa base desmontable, postes y tuercas de mariposa. Compatible con el compactador H-4169.

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO