

## PROTEÍNA CLÍNICA



La serie DRC está diseñada para uso clínico y destinada tanto a veterinarios como a seres humanos. Esta unidad proporciona a los veterinarios y al ser humano una indicación rápida y precisa de los niveles de fluidos vitales. Puede leer la gravedad específica de la orina, la proteína sérica total y el índice de refracción.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Refractómetro digital](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Rango de medición de temperatura: 0 °C -40 °C (32-104 ° F)
2. Precisión de la temperatura de medición:  $\pm 1$  °C (2 ° F)
3. Resolución de la temperatura de medición: 0,1 °C
4. Temperatura de funcionamiento: 0-35 °C (32-90 ° F)
5. Temperatura de almacenamiento: 0-50 °C (32-122 ° F)
6. Dimensión: 185 × 59 × 45 mm
7. Peso: 230 g
8. Fuente de alimentación: 1 batería (9 V)
9. Tiempo de funcionamiento: más de 2000 veces por batería
10. Compensación automática de temperatura
11. Apagado automático
12. Conversión entre grados centígrados y grados Fahrenheit
13. Alarma de bajo voltaje

### Especificaciones:

<b>Modeli</b>	<b>Escala</b>	<b>Rangio</b>	<b>Div.</b>	<b>Accur.</b>
DRC-200	SPG de orina	1.000-1.050	0.001	$\pm 0.001$
	Suero P.	0-12g/dl	0.1	$\pm 0.1$
	Índice de refracción	1.3330-1.3900	0.0001	$\pm 0.0003$

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO