

PRUEBA DE CAJA PARA PRUEBAS DE CONCRETO



SKU: N / A | **Categorías:** [Hormigón Auto-compactante](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Prueba de Caja para Pruebas de Concreto[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Prueba de caja para pruebas de concreto
- Prueba de caja para pruebas de concreto para la determinación concreta de la trabajabilidad completamente fabricado en acero inoxidable, con 2 marcos para simular el refuerzo.
- Dimensiones: (wxdxh1xh2) = 240 x 300 x 340 x 680 mm
- Peso: 19,7 kg.

[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO