

PRUEBA DE MEDIDOR DE ARRASTRE DE AIRE 0,75 L



SKU: N / A | **Categorías:** [Medidores de Arrastre de Aire](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Prueba de Medidor de Arrastre de Aire 0,75 l

[/vc_column_text][/vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del producto:

- Prueba de Medidor de Arrastre de Aire 0,75 l
- Prueba de Medidor de arrastre de aire, capacidad de 0,75 litros EN 413-2 con bomba manual para pruebas de mortero recién mezclado y cemento de albañilería
- Lectura directa en%
- Dimensiones. (dia x h) = 235 x 315 mm
- Peso: 3,8 kg.

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO