

## PRUEBA DE MEDIDOR DE ARRASTRE DE AIRE 1



SKU: N / A | Categorías: [Medidores de Arrastre de Aire](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Prueba de Medidor de Arrastre de Aire  
1[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]

Descripción del Producto:

- Prueba de Medidor de Arrastre de Aire 1
- Prueba de medidor de arrastre de aire, capacidad de 1 litro EN 1015-7, EN 459-2, EN 413-2 con bomba manual para pruebas de mortero recién mezclado.
- Lectura directa en%
- Dimensiones: (dia x h) = 235 x 335 mm
- Peso: 4,0 kg.

[/vc\_wp\_text][vc\_column][vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO