

PRUEBA DE MEDIDOR DE ARRASTRE DE AIRE 1



SKU: N / A | Categorías: [Medidores de Arrastre de Aire](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Prueba de Medidor de Arrastre de Aire
1[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Prueba de Medidor de Arrastre de Aire 1
- Prueba de medidor de arrastre de aire, capacidad de 1 litro EN 1015-7, EN 459-2, EN 413-2 con bomba manual para pruebas de mortero recién mezclado.
- Lectura directa en%
- Dimensiones: (dia x h) = 235 x 335 mm
- Peso: 4,0 kg.

[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO