

PRUEBA DE MEDIDOR DE ARRASTRE DE AIRE 1L, ELECTRICO



SKU: N / A | **Categorías:** [Medidores de Arrastre de Aire](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Prueba de Medidor de Arrastre de Aire 1l, Electrico
[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del producto:

- Prueba de Medidor de Arrastre de Aire 1l, Electrico
- Prueba de medidor de arrastre de aire de 1 litro de capacidad EN 1015-7, EN 459-2, EN 413-2 con minicompresor eléctrico para pruebas de mortero recién mezclado.
- Lectura directa en %
- Dimensiones: (dia x h) = 235 x 285 mm
- Peso: 4,6 kg.
- 230 V / 50 Hz

[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO