

PRUEBAS DE MEDIDOR DE ARRASTRE DE AIRE 5 L



SKU: N / A | **Categorías:** [Contadores de Aire para Hormigón Recién Mezclado](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Pruebas de Medidor de Arrastre de Aire 5 l[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Pruebas de medidor de arrastre de aire 5 l
- Pruebas de medidor de arrastre de aire, capacidad de 5 litros EN 12350-7, ASTM C231, GOST 10181 para hormigón recién mezclado con bomba de accionamiento manual.
- Lectura directa en%
- Clase de precisión 1.0
- Peso: 9,0 kg.

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO