

## PSC PLST | TERMÓMETRO PORTÁTIL CON MIRA LASER DE CRUZ



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El infrarrojo PSC PLST apoya el no contacto profesional medición de la temperatura de los objetos tan pequeños como 1 mm en un rango de temperatura entre  $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$  y  $+900\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Este termómetro puede ser usado en características aplicaciones como mantenimiento preventivo, gestión de calidad, investigación y desarrollo y diseño electrónico. La precisión del indicador láser de cruz indica el tamaño del punto a cualquier distancia con exactitud absoluta. El rendimiento óptico de alta calidad es una característica distintiva del PLST.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO