

PST 902



Estereomicroscopio

- Sistema óptico: óptica paralela
- Cabeza: Binocular 30 ° inclinado, 360 ° giratorio
- Soporte: soporte grande, tipo brazo fijo, con iluminación LED, perillas coaxiales de macro y microenfoque
- Oculares: WF10x / 22 mm, punto alto
- Objetivo: Zoom 0,8x ... 6,4x
- Distancia de trabajo: 80 mm.
- Divisor de haz de foto / video: 1 puerto
- Iluminación: Iluminador de anillo de luz led, con control de brillo continuo y externo.
- Completo con cubierta de polvo

SKU: N / A | **Categorías:** [Estereoscópicos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Accesorios

Accesorios opcionales para PST 902

62 71	Ocular (par) WF15x / 15mm
62 72	Ocular (par) WF20x / 12 mm
62 73	Ocular micrométrico WF10x / 22mm
61 71	Objetivo 0,3x (ancho 280 mm)
61 72	Objetivo 0,5x (ancho 118 mm)
61 73	Objetivo 2x (ancho 32,5 mm)
60 76	Adaptador de foto para Conjunto De Hardware De Imagine
60 69	Vidrio protector especial, PST 902
60 66	Kit de limpieza

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO