

PSU-2T, MINI AGITADOR PARA INMUNOLOGÍA



SKU: N / A | **Categorías:** [Agitadores y mezcladores de Laboratorio](#), [ELISA](#), [Inmunodiagnostico](#) | **Etiquetas:** [biosan](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El miniagitador de balanceo PSU-2T proporciona un funcionamiento continuo fiable y un movimiento de la plataforma suave a baja velocidad. El modo sin paradas funciona ininterrumpidamente hasta 7 días. Asimismo, se garantizan más de 2 años de funcionamiento sin problemas debido al mecanismo de accionamiento directo y al motor sin escobillas. La pantalla cambia entre las lecturas de tiempo y velocidad.

PSU-2T proporciona un mezclado ajustable de reactivos en placas de microanálisis. El agitador de balanceo es un dispositivo compacto y de uso sencillo que ocupa poco espacio sobre una mesa. El instrumento está diseñado para inmunoanálisis. El agitador de balanceo es ideal para el uso personal.

El agitador de balanceo se puede utilizar en cámaras frigoríficas o incubadoras, con una temperatura ambiente de +4°C a +40°C. La alimentación externa de baja tensión (12 V) proporciona seguridad eléctrica en un entorno húmedo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO