


PUNTAS AMARILLAS DE 200UL SIN FILTRO, NO ESTERIL



SKU: B-01-60-0011 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo: Bell-200uL0201Y

Rango de volumen: 1-200

Formato de sugerencia: Envasado a granel

Consejos color: Amarillo

Embalaje: 1000 pcs/bolsa, 20 bolsas/caja

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO