

## PUNZÓN FARMACÉUTICO Y SOPORTE DE MATRIZ



[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Este soporte para punzones y matrices permite analizar muestras de pastillas y tabletas. Funciona con herramientas de tipo BB2 estándar en la mayoría de las prensas Carver, incluidas las prensas Auto Series. El conjunto incluye un accesorio de sujeción de aluminio anodizado, cuñas de acero para ajustar para muestras de varios tamaños y un eyector de aluminio anodizado. (No incluye troqueles) No se recomienda su uso en prensas calentadas.[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Equipos de prueba y procesamiento](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO