

QUEMADOR DE LABORATORIO DRAGON 200



- Encendido piezoeléctrico
- Temperatura máxima: 1300 °C
- Llama ajustable
- Depósito de butano recargable
- Certificación CE
- Capacidad de combustible: 35 g
- Tiempo de trabajo: 60 min.
- Interruptor seguro: Sí
- Dimensión (LxWxH): 7,9 x 11,5 x 9,2 cm
- Peso neto: 407 g

SKU: N / A | **Categorías:** [Quemador de Laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Certificado

- Certificación CE

Aplicaciones

- Esterilizante
- Soldadura
- Calefacción
- Cocción

Información para pedidos de quemadores de laboratorios

Número de pieza del producto

177200-00

Producto

Dragon 200, quemador de laboratorio

Videos

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO