

## RACK 96 PUNTAS ESTÉRILES 1000UL



**Modelo: BellEstRejFilt-1000UL**

**SKU: B-01-60-0001 | Categorías: [Equipo Analítico](#) |**

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Rack 96 puntas estériles 1000ul, libres DNsa RNasa y pirogenos. Punta 1000ul.**

**Rango de Volumen (ul):** 100-1000ul

**Formato de sugerencia:** embalado en bastidor, filtrado, esteril.

**Color:** Azul

**Embalaje:** 96 pzs/caj, 50 cajs/caj

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO