


## RACK DE 96 PUNTAS ESTÉRILES DE 10UL



**SKU:** B-01-60-0004 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**Modelo: BellEstRejFilt-10UL**

**Rango de volumen: 0.5 - 10ul**

**Tipo de formato: Embalado en bastidor, filtrado y estéril**

**Tipo de color: Claro**

**Embalaje: 96 pcs/caja , 50 cajas/caja**

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO