

RACK PARA TRANSPORTE DE CILINDROS DE ENSAYO DE 4" -H-2970.2



SKU: H-2970.2 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#), [Transporte de cilindros](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La rejilla de transporte del cilindro de prueba sujeta de forma segura (8) cilindros de 6 "x 12" en un bastidor liviano y duradero, que se puede fijar a la plataforma de un camión o se usa junto con el cofre de curado H-2970A que se detalla a continuación. La posición de centro abierto está disponible para el calentador. No se pudrirá ni se oxidará. El estante mide 23.5 "cuadrados por 9" de alto.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO